



BODY SLIMMING MIT KÄLTE

KRYOLIPOLYSE IST EINE NEUE, RICHTUNGSWEISENDE METHODE, DIE FETT MIT KÄLTE ZULEIBE RÜCKT – GANZ OHNE CHIRURGISCHE EINGRIFFE.

Vier Kryolipolyseapplikatoren in unterschiedlichen Größen

Vier verschiedene Applikatorgrößen für unterschiedliche Körperbereiche, perfekte Abstimmung auf individuell unterschiedlich ausgeprägte Fettschichtendicke.

Gleichzeitige Behandlung mit zwei Applikatoren

Unsere Applikatoren der Größen 100, 150 und 200 lassen sich simultan einsetzen – so geht die Behandlung schnell von der Hand. Der Applikator 300 wird allein verwendet.

Zwei Vakuumpumpen

Wenn zwei Applikatoren gleichzeitig eingesetzt werden, reicht eine Pumpe nicht aus. Daher ist unser Gerät mit zwei separaten, leistungsstarken Vakuumpumpen ausgestattet, die in jeder Situation den richtigen Unterdruck liefern.

Applikatoren mit Touchscreen

Der Touchscreen am Applikator erleichtert Ihnen die perfekte Einstellung.

Hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung

Hauptgerät und Applikatoren werden aus robustem, hochwertigem ABS gefertigt – von bestens geschulten Monteuren, die ihr Handwerk verstehen.

Ansprechendes Design

Das silberne Gehäuse mit eleganter Linienführung macht in jeder Praxis eine gute Figur.

GR16-4 Merkmale des Gerätes



€ 7.990,-
zuzügl. MwSt.





Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Eingangsspannung | Eingangsspannung 230 Volt bei 50 Hertz |
| Maximalleistung | 800 Watt |
| Monitor | 10 Zoll Farb-Touchscreen |
| Kühlungsmodus | 5 °C bis -11 °C |
| Vakuum | 10-80 Kpa |
| Gewicht, betriebsbereit | 30 kg |
| Vier Applikatoren | 100, 150, 200, 300 Parallelbetrieb von 2 Applikatoren möglich (außer 300) |
| Abmessungen | 44 x 54 x 61 cm |
| Kühlmittel | deionisiertes Wasser |

GR16-4

Merkmale des Applikator

Touchscreen

Touchscreen am Applikator erleichtert die richtige Einstellung

-11 °C

Leistungsstarkes Halbleiterkühlsystem

Rotes LED-Licht

Beschleunigt Blutzirkulation, Sauerstoffumsatz und Wirkung

Grünes LED-Licht

Mindert Hautschwellungen bei der Kältebehandlung

Große Kühlplatten

Optimierte Behandlungsbereiche durch 38 % größere Kühlfläche

Tiptastensteuerung

Anwenderfreundliches Design



Flacher Applikatorkehl

Ideal für längere Fettpolster

Spezielles Applikator-Design

Erleichtert Behandlung auch an unzugänglichen Stellen



GR MED

Kölner Straße 57
45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon 0208-821 980 24
Telefax 0208-821 980 27

mail@gr-med.de
www.gr-med.de